


甲基安非他命/搖頭丸快速檢驗試劑


一、操作步驟：



二、試劑注意事項：

- 1、試劑請保存於是室內陰涼乾燥處(8~25°C)
- 2、請勿使用過期之試劑。
- 3、已拆封之試劑請於2小時內用完。
- 4、本試劑不可重複使用。
- 5、超過三十分鐘後判讀之結果不可採信。
- 6、請在10分鐘之內判讀結果。(5~10分鐘)
- 7、操作環境溫度應為18~30°C。
- 8、尿液檢體應逐滴緩慢滴入試劑檢體孔中。

未出現一條線即無效




Invalid無效反應
(操作不當)

三、試劑QA：

- 1、檢驗時試劑之測試線出現淡線(隱約有些呈色)時應如何判定檢驗結果?
因尿液檢體個別基質差異,所以有時會出現干擾現象,也會致使試劑測試線呈色很弱,所以試劑初篩陽性判讀仍須以測試線完全無呈色反應為準!
- 2、家人坦承吸食毒品,為什檢驗結果報告為陰性?
因毒品代謝時間快速,致使毒品已於人體內代謝完畢,或學生購買的毒品純度不足,亦或是購買到假毒品等等因素。
- 3、提醒家長,尿液篩檢只是初步篩檢,並非確診,如發現尿液篩檢結果為陽性,請務必確實告知,以利協助家人早期治療,盡早遠離毒品,如有毒品其它相關問題,請撥打: 0800-770-885 專線。

K他命快速檢驗試劑


一、操作步驟：



二、試劑注意事項：

- 1、試劑請保存於室內陰涼乾燥處(8~25°C)
- 2、請勿使用過期之試劑。
- 3、已拆封之試劑請於2小時內用完。
- 4、本試劑不可重複使用。
- 5、超過三十分鐘後判讀之結果不可採信。
- 6、請在10分鐘之內判讀結果。(5~10分鐘)
- 7、操作環境溫度應為18~30°C。
- 8、尿液檢體應逐滴緩慢滴入試劑檢體孔中。

未出現一條線即無效




操作不當
(無效反應)

三、試劑QA：

- 1、檢驗時試劑之測試線出現淡線(隱約有些呈色)時應如何判定檢驗結果?
因尿液檢體個別基質差異,所以有時會出現干擾現象,也會致使試劑測試線呈色很弱,所以試劑初篩陽性判讀仍須以測試線完全無呈色反應為準!
- 2、家人坦承吸食毒品,為何檢驗結果報告為陰性?
因毒品代謝時間快速,致使毒品已於人體內代謝完畢,或學生購買的毒品純度不足,亦或是購買到假毒品等等因素。
- 3、提醒家長,尿液篩檢只是初步篩檢,並非確診,如發現尿液篩檢結果為陽性,請務必確實告知,以利協助家人早期治療,盡早遠離毒品,如有毒品其它相關問題,請撥打: 0800-770-885專線。

MDPV(浴鹽)快速檢驗試劑


一、操作步驟：



二、試劑注意事項：

- 1、試劑請保存於是室內陰涼乾燥處(8~25°C)
- 2、請勿使用過期之試劑。
- 3、已拆封之試劑請於 2 小時內用完。
- 4、本試劑不可重複使用。
- 5、超過三十分鐘後，判讀之結果不可採信。
- 6、請在 10 分鐘之內判讀結果。(5~10 分鐘)
- 7、操作環境溫度應為 18~30°C。
- 8、尿液檢體應逐滴緩慢滴入試劑檢體孔中。

未出現一條線即無效



操作不當
(無效反應)

三、試劑 QA：

1、檢驗時試劑之測試線出現淡線(隱約有些呈色)時應如何判定檢驗結果?

因尿液檢體個別基質差異，所以有時會出現干擾現象，也會致使試劑測試線呈色很弱，所以試劑初篩陽性判讀仍須以測試線完全無呈色反應為準!


2、家人坦承吸食毒品，為什檢驗結果報告為陰性?

因毒品代謝時間快速，致使毒品已於人體內代謝完畢，或學生購買的毒品純度不足，亦或是購買到假毒品等等因素。

3、提醒家長，尿液篩檢只是初步篩檢，並非確診，如發現尿液篩檢結果為陽性，請務必確實告知，以利協助家人早期治療，盡早遠離毒品，如有毒品其它相關問題，請撥打：0800-770-885 專線。。

K2 快速檢驗試劑


一、操作步驟：



二、試劑注意事項：

- 1、試劑請保存於室內陰涼乾燥處(8~25°C)
- 2、請勿使用過期之試劑。
- 3、已拆封之試劑請於 2 小時內用完。
- 4、本試劑不可重複使用。
- 5、超過三十分鐘後 判讀之結果不可採信。
- 6、請在 10 分鐘之內判讀結果。(5~10 分鐘)
- 7、操作環境溫度應為 18~30°C。
- 8、尿液檢體應逐滴緩慢滴入試劑檢體孔中。

未出現一條線即無效



操作不當
(無效反應)

三、試劑 QA：

1、檢驗時試劑之測試線出現淡線(隱約有些呈色)時應如何判定檢驗結果?

因尿液檢體個別基質差異, 所以有時會出現干擾現象, 也會致使試劑測試線呈色很弱, 所以試劑初篩陽性判讀仍須以測試線完全無呈色反應為準!

2、家人坦承吸食毒品, 為何檢驗結果報告為陰性?

因毒品代謝時間快速, 致使毒品已於人體內代謝完畢, 或學生購買的毒品純度不足, 亦或是購買到假毒品等等因素。

3、提醒家長, 尿液篩檢只是初步篩檢, 並非確診, 如發現尿液篩檢結果為陽性, 請務必確實告知, 以利協助家人早期治療, 盡早遠離毒品, 如有毒品其它相關問題, 請撥打: 0800-770-885 專線。